

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 02.02.2026

Ref : EWTGUCE642

**CE 642 Pilote de production de biogaz, piloté par API avec IHM et logiciel (Réf. 083.64200)**

**Dégradation de matière organique, hydrolyse et acidification puis dégradation anaérobie**



Dans une installation de biogaz, des micro-organismes décomposent biologiquement les matières organiques de départ (substrat) en absence de lumière et doxygène.

Le résultat de cette dégradation anaérobie est un mélange gazeux constitué essentiellement de méthane.

Ce mélange gazeux est connu sous le nom de biogaz.

L'installation dessai CE 642 démontre la production de biogaz d'une manière proche de la pratique industrielle.

Une suspension de matières solides organiques broyées est utilisée comme substrat.

L'hydrolyse et l'acidification du substrat ont lieu dans le premier réacteur à cuve agitée.

Pour ce faire, des micro-organismes anaérobies transforment les matières organiques à longue chaîne en matières organiques à chaîne courte.

Dans le second réacteur à cuve agitée a lieu en dernier pas la dégradation anaérobie du biogaz contenant essentiellement du méthane et du dioxyde de carbone.

Ce fonctionnement à deux étages permet d'ajuster et optimiser les conditions ambiantes séparément pour chacun des deux réacteurs.

Le digestat est collecté dans un réservoir séparé.

La température et le pH sont régulés dans les deux réacteurs.

Le biogaz qui se forme est séché dans une colonne.

La colonne est remplie du gel de silice.

Enfin, le débit, l'humidité, la teneur en méthane, la teneur en dioxyde de carbone et la température du biogaz sont enregistrés. L'installation est commandée par l'API via un écran tactile.

Grâce à un routeur intégré, l'installation peut être alternativement commandée et exploitée par un dispositif terminal. L'interface utilisateur peut également être affichée sur des terminaux supplémentaires (screen mirroring).

Via l'API, les valeurs de mesure peuvent être enregistrées en interne.

L'accès aux valeurs de mesure enregistrées est possible à partir des terminaux via WLAN avec routeur intégré/connexion LAN au réseau propre au client.

L'installation dessai permet une mode de fonctionnement continu et discontinu.

Les essais nécessitent de la biomasse d'une installation de biogaz.

Il est possible d'utiliser p.ex. de la pomme de terre ou du maïs pour produire le substrat.

Pour vider l'installation dessai du gaz inerte est nécessaire (p.ex. du dioxyde de carbone).

### Contenu didactique / Essais

- établissement d'un état de fonctionnement stable
- influence des différentes grandeurs de processus sur la génération de biogaz

température

substrat

charge volumétrique

pH

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : [04 56 42 80 70](tel:+330456428070) | Fax : [04 56 42 80 71](tel:+330456428071)  
www.gsde.fr

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 02.02.2026

- influence du mode de fonctionnement sur le rendement de biogaz  
1 ou 2 étapes  
avec et sans post-fermentation  
continu et discontinu
- détermination des paramètres suivants en fonction des conditions de fonctionnement  
rendement de biogaz  
débit du biogaz  
qualité du biogaz
- screen mirroring: mise en miroir de l'interface utilisateur sur des terminaux  
navigation dans le menu indépendante de la surface affichée sur l'écran tactile  
différents niveaux utilisateurs sélectionnables sur le terminal: pour l'observation des essais ou  
pour la commande et l'utilisation

### Les grandes lignes

- installation de biogaz à deux étapes
- analyse détaillée du biogaz
- commande de l'installation avec API via écran tactile
- un routeur intégré pour l'exploitation et le contrôle via un dispositif terminal et pour le screen mirroring sur des terminaux supplémentaires: PC, tablette, smartphone

### Les caractéristiques techniques

API: Eaton XV303

Réservoirs en acier inoxydable

- réacteurs: 26,3L (étape 1), 73,5L (étape 2)
- réservoir de substrat: env. 30L
- réservoir pour digestats: 26,3L

Pompes

- 3 pompes péristaltiques: max. 25L/h chacune
- 2 pompes de dosage: max. 2,1L/h chacune



### Catégories / Arborescence

Techniques > Génie des Procédés > Génie des Procédés Biologiques

Techniques > Energie Environnement > Biomasse > Transformation de la biomasse

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 02.02.2026





## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 02.02.2026

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : [04 56 42 80 70](tel:+330456428070) | Fax : [04 56 42 80 71](tel:+330456428071)  
[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)